

Vertrag zur Vermietung des Magnetfeldes



Allgemeine Angaben des Mieters:

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail: _____

Optional:

Kurze Beschreibung der Beschwerden / Grund der Miete:

Preise der Miete:

4 Wochen – 100,00 € zuzüglich Versandkosten

6 Wochen – 150,00 € zuzüglich Versandkosten

Das Gerät wird Ihnen zugesendet/ ausgehändigt bei Erhalt des ausgefüllten Vertrags und der Kautions.

Die Lieferzeit beträgt 3-5 Tage. Bitte beachten Sie Sonn- und Feiertage.

§1 Gegenstand der Vermietung:

Ein Magnetfeld Therapie Gerät Magmobil – eine Magnetmatte . Umfassend ein Steuergerät, Akku Ladegerät eine Betriebsanleitung sowie eine Magnetfeldmatte.

Die Nutzung ist ausschließlich für Menschen, Pferde, Hund und Katze vorgesehen und erlaubt.

Die Vermieterin und der Hersteller der Therapiegeräte weisen ausdrücklich darauf hin, dass mit den Programm- und Indikationsbeschreibungen, sowie für die im Folgenden aufgeführten Anwendungs- und Wirkungsbereiche kein Wirksamkeits- oder Heilversprechen einhergeht. Die Anwendung mit diesen Geräten kann den Arzt nicht ersetzen. Die Wirkung ist trotz umfangreicher Publikationen (Arztschriften, Erfahrungsberichte, Doktorarbeiten) schulmedizinisch umstritten und nicht allgemein medizinisch anerkannt. Sie gehören zu den komplementären Therapieverfahren.

§2 Mietdauer

Die reguläre Mietdauer beträgt 4 Wochen und kann um jeweils 2 Wochen erweitert werden.

Die Maximale Mietzeit beträgt 12 Wochen.

§3 Mietpreis und Kautionszahlung

Der Mietpreis für die ersten vier Wochen beträgt 100,- €, jede Verlängerung der Mietdauer um zwei Wochen erhöht den Mietpreis um 50,- €.

Zur Zahlung fällig ist der Mietpreis sowie die Kautionszahlung binnen einer Woche nach Unterzeichnung dieses Vertrags auf folgendes Konto der Mieterin:

Kontoinhaber: Carolin Wörschhauser,
IBAN: DE67 3006 0601 0107 2061 65,
Deutsche Apotheker und Ärztebank.

Die Kautionszahlung für das Gerät beträgt 450 €. Bei sachgemäßer Rückgabe erhält der Mieter die Kautionszahlung wieder vollständig zurück, durch Überweisung auf oben genannte Kontoverbindung des Mieters binnen einer Woche nach Eingang der Rücksendung.

Die Kautionszahlung darf für eventuelle Schäden oder Verluste zur Verrechnung zurückgehalten werden, die Vermieterin muss binnen einer Woche nach Rückerhalt des geliehenen Gerätes einen Schaden oder Verlust geltend machen.

Die Kautionszahlung kann darüber hinaus verrechnet werden mit noch nicht vorausbezahlten Mietpreisen.

§4 Lieferung und Rücksendung

Die Vermieterin verpflichtet sich nach Eingang der Kaution und des Mietpreises auf ihr Konto das Gerät binnen drei Werktagen zu versenden.

Nach Ablauf der Mietdauer verpflichtet sich der Mieter ebenfalls das Gerät binnen drei Werktagen auf seine eigenen Kosten durch die deutsche Post zurückzusenden. Es gilt das Absendedatum.

Sollte durchs den Versand ein Schaden an der Verpackung entstanden sein ist dies dem Postboten unmittelbar mitzuteilen und zu beanstanden. Sollten darüber hinaus Funktionsstörungen durch den Versand entstanden sein sind beide Parteien aufgefordert unverzüglich die andere Partei zu informieren.

§5 Haftung

Der Mieter haftet gegenüber der Vermieterin für Schäden die an dem gemieteten Geräte entstanden sind.

Die Vermieterin verpflichtet sich das Gerät gemäß den Vorschriften regelmäßig zu warten.

§6 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.

An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

Der Mieter hat den Vertrag gelesen und verstanden. Sie erklären sich mit dem Inhalt ausdrücklich einverstanden.

Unterschrift Mieter, Datum, Ort:

Unterschrift Vermieter, Datum, Ort:

Im Anhang des Vertrages befindet sich die Bedienungsanleitung des Gerätes.
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

| | |
|---------------------------------|--|
| Motorisierter Frequenzbereich | 2-15,6 Hz |
| Magnetfeldstärke | max. 50 μ Tesla (10 cm über Applikator), in Schritten von je 5 μ T linear reduzierbar |
| Programme | 6, zeitgesteuert |
| Lautzeit | ca. 3 Stunden im Batteriebetrieb, unbegrenzt mit Netzteil |
| Anwendungsteil | 1 Applikator anschliefbar |
| toleranzbereich | alle angegebenen Werte \pm 15 % |
| Arbeitsbedingungen | Temperaturbereich: 10 °C bis 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 75 % Luftdruck: 70 bis 106 kPa |
| Transport- und Lagerbedingungen | Temperaturbereich: -10 °C bis 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % Luftdruck: 50 bis 106 kPa |

Technische Daten Applikatoren

| | |
|--|---|
| MAGmobil Applikator silbergrün (50x30 cm) | Applikator mit einer integrierten Spule zur Behandlung kleinerer Körperbereiche |
| MAGmobil Applikator silbergrün (160x60 cm) | Applikator mit einer integrierten Spule z. B. zur Ganzkörperbehandlung |
| MAGmobil Applikator oval silbergrün (45x35 cm) | Applikator mit einer integrierten Spule |
| MAGmobil Applikator oval silbergrün (60x45 cm) | Applikator mit einer integrierten Spule |
| Applikator Horse incl. 2 Garnachsen | Applikator mit einer integrierten Spule |

Beschreibung der Programme


| Prog. Nr. | Arbeitszyklen | Pausen | Frequenz | Programmband | Indikation |
|-----------|--|--------|----------|-------------------|---|
| 1 | 1 | 2 | 10,4 Hz | Alpha | Wirbelsäule |
| 2 | 1 | 1 | 15,6 Hz | Beta | Aktivierende, Knochen, Kniegelenke, entzündungen, Ödeme |
| 3 | 2 | 4 | 5,2 Hz | Theta | Entspannung, Schmerz, schlaf |
| 4 | 7 | 9 | 2 Hz | Delta | Entspannung, schlafstörungen |
| 5 | 1 | 3 | 7,8 Hz | Schumann-Frequenz | Psychische und psychosomatische Leiden, Alternative zu Programm 1-4 |
| 6 | Simuliert mit den Parametern von Programm 1 bis 5 jeweils für je 5 Minuten, Reihenfolge: 1, 3, 2, 4, 5 | | | | |

Impulsform



Ansichten des Gerätes

1. Programmwahltaste
2. Timer-Vorwahl
3. Ein-/Aus-Taste
4. Display
5. Editiertaste
6. Intensitätstaste



Steckverbinder

7. Anschluss Netzteil
8. Anschluss Applikator



Applikatoren

9. MAGmobil Applikator 50 x 30 cm
10. MAGmobil Applikator 160 x 60 cm

